




IND-OAP

การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 จากภายในร่างกาย



ดารุณี พิขุนทด
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มกราคม 2554



เอกสารฉบับนี้ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 จากภายในร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยวิธีการและขั้นตอนในการตรวจวัดไอโอดีน-131 ด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมแบบบันทึกผลการตรวจวัดที่ใช้ในการบันทึกผลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการตรวจวัด เพื่อนำไปคำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131 ที่มีอยู่ในตัวอย่างต่างๆ ที่ทำการตรวจวัด ซึ่งค่าปริมาณสารรังสีในตัวอย่างต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการนำไปคำนวณค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกในการประเมินค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย และเป็นขั้นตอนที่ยุงยากที่สุด ซึ่งหากต้องการปฏิบัติให้ได้จริงและให้มีความเข้าใจมากขึ้น ต้องใช้คู่กับเอกสารการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้น จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือเข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสำนักงานฯ ในเรื่องนี้จะช่วยทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดารุณี พิขุนทด
ผู้เขียนเอกสาร



1. การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ เป็นการตรวจวัดไอโอดีน-131จากภายในร่างกายโดยตรง ผลการตรวจวัดเป็นที่น่าเชื่อถือ แต่เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดต้องมีการปรับเทียบ และหาประสิทธิภาพการนับวัดที่ถูกต้อง ห้องวัดรังสีต้องมีค่าระดับรังสีตามธรรมชาติต่ำ ผู้รับบริการตรวจวัดต้องแน่ใจว่าปราศจากการปนเปื้อนของไอโอดีน-131จากภายนอกในร่างกาย โดยการชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนการตรวจวัดทุกครั้ง เพื่อให้ค่าที่ตรวจวัดได้เป็นปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้จากภายในร่างกายจริงๆ

วัตถุประสงค์

1. สามารถตรวจวัดและคำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ได้
2. สามารถคำนวณปริมาณไอโอดีน-131ที่หลงเหลืออยู่ในการวัดครั้งต่อไปได้
3. สามารถกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย รวมทั้งวันเวลาในการได้รับไอโอดีน-131เข้าสู่ร่างกาย จากการตรวจวัดแบบ routine monitoring ได้
4. ประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากการทำงานได้

เครื่องมือที่ใช้

1. เครื่องวัดรังสีที่ไทรอยด์ที่มีหัววัด NaI ขนาด 3 x 3 นิ้ว
2. โปรแกรมวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่อง
3. สารรังสีมาตรฐาน Ba-133 Cs-137 และ Co-60
4. หุ่นจำลองคอ(neck phantom)

รายละเอียดการได้รับรังสี

ผู้ปฏิบัติงานกับไอโอดีน-131 ทำการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในไทรอยด์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งไอโอดีน-131อยู่ในรูปของสารระเหย ได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ

วิธีการตรวจวัด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆตามลำดับดังนี้

1. การปรับเทียบพลังงาน(Energy Calibration)

- 1.1 เตรียมเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการนับวัด จัดบันทึกค่าต่างๆของเครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 1.2 ทำการนับวัดสารรังสีมาตรฐาน Ba – 133 และ Cs – 137 เป็นเวลา 300 วินาที
- 1.3 ทำการปรับเทียบพลังงานตามขั้นตอนของโปรแกรม Mastro 32 โดยใช้ peak ของ Ba-133 ที่พลังงาน 81 และ 356 keV ส่วน Cs-137 ใช้ peak ที่พลังงาน 662 keV

2. การหาค่าประสิทธิภาพของการนับวัดไอโอดีน-131(Efficiency)



- 2.1 ใช้สารรังสีมาตรฐาน Ba-133 ใต้ลงไปนึ่งกึ่งกลางของช่องคอ phantom
- 2.2 จัดวาง Phantom คอให้มีระยะห่างระหว่างส่วนปลายสุดของท่อตะกั่วที่หุ้มหัววัดถึงกึ่งกลาง Phantom คอ ให้ใกล้เคียงกับการตรวจวัดผู้ปฏิบัติงาน
- 2.3 ทำการนับวัดค่าปริมาณรังสีใน Phantom คอ เป็นเวลา 600 วินาที ตามการจัดวางในข้อ 2.2 ที่ระยะที่แตกต่างกันประมาณ 5 ระยะ
- 2.4 เลือกช่วงพลังงานที่สนใจ(Region of Interest(ROD)) ของBa-133 คือpeakของพลังงาน 356 keV.
- 2.5 บันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด และพิมพ์ข้อมูลผลการนับวัด
- 2.6 คำนวณค่าความแรงรังสีปัจจุบันของ Ba-133 ณ. เวลาที่ทำกรนับวัด ให้มีหน่วยเป็น Bq และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 2.7 คำนวณค่าประสิทธิภาพการนับวัดไอโอดีน-131 (Eff_{I-131}) ตามสูตรข้างล่างและบันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

$$Eff_{I-131} = \frac{CPS}{DPS} \cdot R$$

กำหนดให้

CPS = คำนับวัดต่อวินาทีเฉลี่ยของสารรังสีที่สนใจ(ROI net) หลังหักลบค่าปริมาณรังสีตามธรรมชาติแล้ว

DPS = ค่าความแรงรังสีของสารรังสี ณ. เวลาที่ทำกรนับวัด มีหน่วยเป็น Bq

R = สัดส่วนการสลายตัวของไอโอดีน-131และแบเรียม-133 = 0.81/0.62

3. การตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่าง

- 3.1 ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ตัวอย่างไทรอยด์จำลองของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจำนวน 2 ตัวอย่าง โดยสมมติให้ตัวอย่างที่ 1 เป็นการตรวจวัดที่สัปดาห์แรก ส่วนตัวอย่างที่ 2 เป็นเป็นการตรวจวัดที่สัปดาห์ที่สอง
- 3.2 วัดระยะห่างระหว่างส่วนปลายสุดของท่อตะกั่วที่หุ้มหัววัดถึงกึ่งกลางไทรอยด์ของตัวอย่างจำลอง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 3.3 ทำการนับวัดค่าปริมาณรังสีในตัวอย่างเป็นเวลา 600 วินาที
- 3.4 เลือกช่วงพลังงานที่สนใจของไอโอดีน-131 ที่ peak พลังงาน 365 keV.
- 3.5 บันทึกค่าการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด และพิมพ์ข้อมูลผลการนับวัด

4. การวัดค่าปริมาณรังสี Background ของผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงานทางรังสี

- 4.1 นับวัดบุคคลที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับรังสีเป็นเวลา 600 วินาที
- 4.2 กำหนดช่วงพลังงานที่สนใจของไอโอดีน-131ให้อยู่ในช่วงเดียวกันกับการนับวัดรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีที่ตรวจวัดได้ในข้อ 3
- 4.3 บันทึกค่าการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด และพิมพ์ข้อมูลผลการนับวัด

5. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์



คำนวณค่าปริมาณรังสีที่มีอยู่ในไทรอยด์ให้มีหน่วยเป็น Bq ตามสมการข้างล่าง และบันทึกค่าลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

$$\text{Activity} = \text{CPS}_{\text{net}} / \text{Eff}_{\text{I-131}}$$

กำหนดให้

$$\text{CPS}_{\text{net}} = \text{ค่านับวัดต่อวินาทีเฉลี่ยของสารรังสีที่สนใจ (ROI net) หลังหักลบค่าปริมาณรังสี Background ของผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงานทางรังสีแล้ว}$$

$$\text{Eff}_{\text{I-131}} = \text{ประสิทธิภาพการนับวัด}$$

6. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate)

6.1 กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณค่า Intake estimate ตามแบบบันทึกผลการตรวจวัด

6.2 คำนวณค่า Intake estimate ในกรณีตรวจวัดแบบ routine monitoring ตามสมการข้างล่าง

$$\text{Intake estimate} = M/m(T/2)$$

M = ปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ในไทรอยด์มีหน่วยเป็น Bq

$m(T/2)$ = สัดส่วนการคงอยู่ของไอโอดีน-131ในไทรอยด์ ณ เวลา $T/2$ วัน หลังจากได้รับไอโอดีน-131 เข้าสู่ร่างกาย

T = ระยะห่างของเวลาเป็นวันในการตรวจวัด(time interval)

7. คำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย(CEDE) และค่าปริมาณรังสีที่ไทรอยด์ได้รับ(CDE)

กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด และคำนวณค่าCEDE และ CDE ในหน่วยของ mSv

8. ประเมินความปลอดภัย

สำหรับ I-131 type F Vapour IAEA BSS no. RS-G-1.2 กำหนดให้

$$\text{ALI} = 1 \times 10^6 \text{ Bq}$$

$$\text{DAC} = 416.67 \text{ Bq/m}^3$$

$$\text{IL} = 2.5 \times 10^5 \text{ Bq}$$

$$\text{RL} = 5.0 \times 10^4 \text{ Bq}$$



แบบบันทึกผล

การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

1. การปรับเทียบพลังงาน(Energy Calibration)

รายละเอียดการทำงานของเครื่องมือ

หัววัดที่ใช้.....ขนาด.....โปรแกรมวิเคราะห์รังสีแกมมาที่ใช้.....

H.V.V. CG.....Fine gain.....เวลาในการนับวัด.....วินาที

สารรังสีที่ใช้ 1. พลังงานที่เลือก.....keV.

2..... พลังงานที่เลือก.....keV.

2. การหาค่าประสิทธิภาพของการนับวัดไอโอดีน-131(Efficiency)

สารรังสีที่ใช้.....พลังงานที่เลือก.....keV.สัดส่วนการสลายตัว.....

ปริมาณรังสีเริ่มต้น.....Bq ณ วันที่.....

ปริมาณรังสีปัจจุบัน.....Bq ณ วันที่.....

เวลาในการนับวัด.....วินาที

ระยะห่างระหว่างหัววัด และสารรังสี(cm)	ช่วง ROI Start-stop(keV.)	ค่านับวัด ทั้งหมด	ค่านับวัด ต่อวินาที	Eff _{I-131}
1				
2				
3				
4				
5				

3. การตรวจวัดปริมาตร

ระยะห่างระหว่าง

หัววัดและตัวอย่าง

(cm)

ช่วงROI

(keV)

ค่านับวัดทั้งหมด

ค่านับวัดต่อวินาที

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

BG



4. ปริมาณ I-131 ในไทรอยด์

	ค่านับวัดต่อวินาที _{net}	Eff _{I-131}	ปริมาณI-131ในไทรอยด์(Bq)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

5. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate)

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
5.1 วันที่ตรวจวัด
5.2 ช่วงวันเวลาในการได้รับรังสี
5.3 วันที่ได้รับรังสี
5.4 สัดส่วนการคงอยู่ในไทรอยด์
5.5 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ (Bq)
5.6 สัดส่วนปริมาณรังสีครั้งก่อนที่ ยังคงเหลืออยู่ ณ วันที่ตรวจวัด
5.7 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ ที่คงเหลืออยู่จากครั้งก่อน(Bq)
5.8 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ ที่มีอยู่จริงในครั้งนี้ (Bq)
5.9 Intake estimate(Bq)

6. คำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย(CEDE) และค่าปริมาณรังสีที่ไทรอยด์ได้รับ(CDE)

dose coefficient(Sv/Bq)		
CDE per unit intake(Sv/Bq)		
W _T ของไทรอยด์		
	Intake(Bq)	CEDE(mSv)	CDE _{thy} (mSv)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

7. ผลการประเมินความปลอดภัย

.....

.....

.....



2. การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ เป็นการตรวจวัดเพื่อหาค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยอ้อม ซึ่งปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายจะแปรผันตามปริมาณไอโอดีน-131ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะจะสามารถนำมาคำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกายได้

วัตถุประสงค์

1. สามารถหาปริมาณปัสสาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัด
2. สามารถหาประสิทธิภาพการนับวัดด้วยเทคนิคนี้ได้
3. สามารถหาค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่าง unknown ได้ จากการเก็บตัวอย่างที่ครบและไม่ครบ 24 ชั่วโมง
4. สามารถคำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกายได้

เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้

1. เครื่องวัดรังสีแกมมาพร้อมหัววัด NaI ขนาด 3 x 3 นิ้ว
2. โปรแกรมวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่อง Mastro 32
3. ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 8 ขวด พร้อมถุงซีป
4. สารละลายมาตรฐานไอโอดีน-131
5. ตัวอย่างปัสสาวะของผู้ที่ปฏิบัติงานทางรังสีจำนวน 3 ตัวอย่าง
6. ตัวอย่างปัสสาวะของบุคคลที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับสารรังสีจำนวน 1 ตัวอย่าง
7. ปากกาเมจิสำหรับเขียนขวดตัวอย่าง
8. กระจกตวงขนาด 50 และ 500 มิลลิลิตร และไปเปตขนาด 10 และ 25 มิลลิลิตร
9. บีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร
10. ถุงมือ

รายละเอียดการได้รับรังสี

ผู้ปฏิบัติงานกับไอโอดีน-131จำนวน 3 คน ทำการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในปัสสาวะ หลังตรวจพบการเปราะเปื้อนของไอโอดีน-131 ในห้องปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านที่หนึ่งและสองซึ่งเป็นผู้ชายเก็บตัวอย่างหลังจากเกิดเหตุหนึ่งวัน ส่วนเจ้าหน้าที่ท่านที่สามซึ่งเป็นผู้หญิงเก็บตัวอย่างหลังจากเกิดเหตุ 2 วัน หลังจากนั้นนำตัวอย่างไปทำการตรวจวัดในวันเดียวกันคือวันที่ 3 หลังจากเกิดเหตุ ซึ่งไอโอดีน-131อยู่ในรูปของสารระเหยได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ

กำหนดให้อัตราการขับถ่ายปัสสาวะต่อวันของผู้ชายและหญิงมีค่าเท่ากับ 1,400 และ 1,200 มิลลิลิตรตามลำดับ



วิธีการตรวจวัด

1. การปรับเทียบพลังงาน(Energy Calibration)

- 1.1 เตรียมเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการนับวัด จดบันทึกค่าต่างๆของเครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 1.2 ทำการนับวัดสารรังสีมาตรฐาน Ba – 133 และ Cs – 137 เป็นเวลา 300 วินาที
- 1.3 ทำการปรับเทียบพลังงานตามขั้นตอนของโปรแกรม Mastro 32 โดยใช้ peak ของ Ba-133 ที่พลังงาน 81 และ 356 keV ส่วน Cs-137 ใช้ peak ที่พลังงาน 662 keV

2. การหาปริมาตรที่เหมาะสมในการตรวจวัด

- 2.1 ใส่ตัวอย่างปัสสาวะที่มีสารละลายมาตรฐานไอโอดีน-131ที่เตรียมไว้ปริมาตร 20 30 40 และ 50 มิลลิลิตร ลงในขวดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร
- 2.2 นำตัวอย่างที่เตรียมได้ไปวัดด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมาที่ปรับเทียบพลังงานเรียบร้อยแล้ว วัดแต่ละตัวอย่าง เป็นเวลา 600 วินาที
- 2.3 พิมพ์รายงานผลการนับวัดและบันทึกผลการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 2.4 คำนวณค่าประสิทธิภาพการนับวัดของแต่ละตัวอย่างตามสามการข้างล่าง และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

$$\text{Eff} = \frac{\text{CPS}}{\text{DPS}}$$

3. วัดค่าปริมาณรังสีตามธรรมชาติของตัวอย่างปัสสาวะของบุคคลที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับสารรังสี(Background)

- 3.1 ใส่ตัวอย่างปัสสาวะของบุคคลที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับสารรังสีให้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรที่เหมาะสมในการตรวจวัดที่วิเคราะห์ได้ในข้อ 1 ลงในขวดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร
- 3.2 ทำการนับวัดเป็นเวลา 600 วินาที
- 3.3 พิมพ์รายงานผลการนับวัดและบันทึกผลการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

4. ทำการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่างปัสสาวะของผู้ที่ปฏิบัติงานทางรังสี

- 4.1 จดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างของตัวอย่างต่างๆที่รายละเอียดหน้าขวดตัวอย่าง
- 4.2 วัดปริมาตรของตัวอย่างที่ได้ จดบันทึกลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 4.3 ใส่ตัวอย่างปัสสาวะของผู้ที่ปฏิบัติงานทางรังสีให้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรที่เหมาะสมในการตรวจวัดที่วิเคราะห์ได้ในข้อ 1 ลงในขวดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร ทั้ง 3 ตัวอย่าง
- 4.4 ทำการตรวจวัดตัวอย่างปัสสาวะของผู้ที่ปฏิบัติงานทางรังสีจำนวน 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 600 วินาที
- 4.5 พิมพ์รายงานผลการนับวัดและบันทึกผลการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด
- 4.6 คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่างปัสสาวะในหน่วยของ Bq/ml โดยใช้สมการข้างล่างนี้



$$\text{Activity} = \frac{\text{cps} \cdot e^{\lambda t}}{\text{Eff} \cdot V}$$

cps = คำนับวัดของตัวอย่างปัสสาวะตัวอย่างสุทธิ = cpsของตัวอย่าง- cps ของ Background

Eff = ประสิทธิภาพการนับวัด

V = ปริมาตรปัสสาวะที่นับวัดมีหน่วยเป็น มิลลิลิตร

$e^{\lambda t}$ = ค่าแก้การสลายตัวของไอโอดีน-131 ณ เวลา t วัน

t = คือช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงกึ่งกลางของการเก็บตัวอย่างถึงกึ่งกลางของเวลาตรวจวัด

5. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate)

5.1 กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณค่า Intake estimate ตามแบบบันทึกผลการตรวจวัด

5.2 คำนวณค่า Intake estimate ในกรณีตรวจวัดแบบ special monitoring ตามสมการข้างล่าง

$$\text{Intake estimate} = M/m(t)$$

M = ปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ในปัสสาวะมีหน่วยเป็น Bq/วัน

m(t) = สัดส่วนการขจัดไอโอดีน-131ออกทางปัสสาวะ ณ เวลา t วันหลังจากได้รับไอโอดีน- 131 เข้าสู่ร่างกาย

6. คำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย(CEDE) และค่าปริมาณรังสีที่ไทรอยด์ได้รับ(CDE)

กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด และคำนวณค่าCEDE และ CDE ในหน่วยของ mSv

7. ประเมินความปลอดภัย

สำหรับ I-131 type F Vapour IAEA BSS no. RS-G-1.2 กำหนดให้

$$\text{ALI} = 1 \times 10^6 \text{ Bq}$$

$$\text{DAC} = 416.67 \text{ Bq/m}^3$$

$$\text{IL} = 2.5 \times 10^5 \text{ Bq}$$

$$\text{RL} = 5.0 \times 10^4 \text{ Bq}$$



แบบบันทึกผล
การตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ
และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

1. หาปริมาตรปัสสาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัด

รายละเอียดการทำงานของเครื่องวัดรังสี

หัววัดที่ใช้.....ขนาด.....โปรแกรมวิเคราะห์รังสีแกมมาที่ใช้.....

H.V.V. CG.....Fine gain.....

เวลาในการนับวัด.....วินาที ระยะระหว่างหัววัดและตัวอย่าง.....cm.

ปริมาตรของตัวอย่าง ปัสสาวะ (ml)	ช่วงROI (keV)	ค่านับวัด ทั้งหมด	ค่านับวัด ต่อวินาที	ค่านับวัดสุทธิ ต่อวินาที	Activity ของ I-131(kBq)	Eff
20						
30						
40						
50						
Bg						

สรุปปริมาตรที่เหมาะสมในการตรวจวัด คือ.....ml และมี Eff =.....

2. ปริมาณI-131ในปัสสาวะ

	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3
2.1 ช่วงเวลา/วันที่เก็บตัวอย่าง
2.2 วันเวลาที่ได้รับรังสี
2.3 ปริมาตรปัสสาวะ(ml)
2.4 ช่วงROI(keV)
2.5 ค่านับวัดทั้งหมด
2.6 ค่านับวัดต่อวินาที (cps)
2.7 ค่านับวัดสุทธิ (cps _{net})
2.8 I-131ในปัสสาวะ (Bg/ml)
2.9 I-131ในปัสสาวะ (Bg/d)



3. ปริมาณ I-131 ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate)

	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3
3.1 Time after intake(วัน)
3.2 I-131ในปัสสาวะ (Bg/d)
3.3 สัดส่วนI-131ในปัสสาวะ
3.4 Intake estimate(Bg)

4. จำนวนค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย(CEDE) และค่าปริมาณรังสีที่ไทรอยด์ได้รับ(CDE)

dose coefficient(Sv/Bq)

CDE per unit intake(Sv/Bq)

W_T ของไทรอยด์

	Intake(Bq)	CEDE(mSv)	CDE _{thy} (mSv)
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3

5. ผลการประเมินความปลอดภัย

.....

.....

.....

.....



3. การตรวจวัดการเปราะเปื้อนในสถานปฏิบัติการ

ตรวจวัดการฟุ้งกระจายในอากาศและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

เทคนิคนี้เป็นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ประเมินความเสี่ยงในการได้รับสารรังสีเข้าสู่ร่างกาย และเป็นการตรวจวัดโดยอ้อมในการตรวจวัดปริมาณไอ ไอโอดีน-131 จากภายในร่างกาย ซึ่งวิธีนี้ใช้ประเมินความพึงพอใจในการทำงานได้วิธีหนึ่ง เป็นวิธีการตรวจวัดที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเท่ากับเทคนิคอื่นๆ แต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าวิธีอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. ทราบเทคนิคการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และตัวอย่างการฟุ้งกระจายของไอไอโอดีน-131 ในอากาศได้
2. สามารถคำนวณค่าปริมาณไอไอโอดีน-131 ในตัวอย่างการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และตัวอย่างการฟุ้งกระจายของไอไอโอดีน-131 ในอากาศได้
3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องสำรวจรังสีชนิดพกพา และเครื่องตรวจวัดการเปราะเปื้อนทางรังสี ในการประเมินค่าปริมาณรังสีอย่างคร่าวๆ ได้

เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ที่ใช้

1. เครื่องสำรวจรังสีชนิดพกพา และเครื่องตรวจวัดการเปราะเปื้อนทางรังสี
2. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศประจำตัวบุคคล
3. ตัวอย่างสารรังสีมาตรฐานไอไอโอดีน-131 สำหรับการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และตัวอย่างการฟุ้งกระจายของไอไอโอดีน-131 ในอากาศ
4. กระดาษกรองใช้ในการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และตัวอย่างการฟุ้งกระจายของไอไอโอดีน-131 ในอากาศ พร้อมถุงซิปล
5. แอลกอฮอล์
6. ปากกาเมจิกสำหรับเขียนขวดตัวอย่าง
7. ถุงมือ

รายละเอียดการได้รับรังสี

ผู้ปฏิบัติงานกับไอไอโอดีน-131 ทำการตรวจวัดปริมาณไอไอโอดีน-131 ในห้องปฏิบัติการหลังจากปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งไอไอโอดีน-131 อยู่ในรูปของสารระเหย ได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ

วิธีการตรวจวัด

1. ตรวจสอบการเปราะเปื้อนของห้องปฏิบัติการ


1.1 ตรวจวัดระดับรังสีบริเวณรอบๆ ห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องสำรวจรังสีชนิดพกพา ประเมินความปลอดภัยในการทำงาน บันทึกค่า



1.2 วาดแผนผังห้องปฏิบัติการ วางแผนการตรวจวัดการเปราะเปื้อน โดยกำหนดตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบลงบนแผนผังของห้องปฏิบัติการ จากการใช้เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนชนิดพกพาตรวจวัดระดับรังสีบริเวณรอบๆห้อง สังเกตบริเวณที่มีค่าปริมาณรังสีสูงกว่าบริเวณอื่นๆ และกำหนดจุดนี้เป็นจุดที่ต้องตรวจวัดการเปราะเปื้อน หรือตรวจวัดโดยสุ่มตรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเปราะเปื้อน

1.3 สวมถุงมือ เตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัด

1.4 ทำการตรวจวัดการเปราะเปื้อน โดยนำกระดาษกรองที่หุบแอลกอฮอล์แล้ว ไปทำการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิวของบริเวณที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 โดยทำการขีดไม้ให้เข้าพื้นที่เดิมและขีดให้ได้พื้นที่อย่างน้อย 100 ตารางเซนติเมตร ดังแสดงในรูปข้างล่าง และในพื้นที่ 90 cm x 60 cm ควรเก็บตัวอย่างให้ได้ประมาณ 5 ตัวอย่าง



1.5 เก็บตัวอย่างแต่ละตัวอย่างใส่ถุงซิปลและระบุตำแหน่งที่ตรวจวัด

2. ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ

2.1 ทำการดูดอากาศบริเวณห้องปฏิบัติการ โดยติดตั้งปั้มดูดอากาศให้ได้ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 cm ดูดอากาศในบริเวณห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 จุด เปิดปั้มดูดอากาศทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จดบันทึกเวลาเปิด/ปิดปั้ม และอัตราการดูดอากาศ ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

2.2 ทำการดูดอากาศในบริเวณที่หายใจของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี โดยติดตั้งปั้มดูดอากาศที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี โดยให้ดูดอากาศบริเวณที่ใกล้เคียงกับบริเวณหายใจของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด ทำการดูดอากาศตลอดช่วงการทำงาน จดบันทึกเวลาเปิด/ปิดปั้ม และอัตราการดูดอากาศ ลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

3. การหาประสิทธิภาพการตรวจวัดไอโอดีน-131 จากการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ

3.1 นำตัวอย่างสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 สำหรับการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ มาทำการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 เป็นเวลา 300 วินาที

3.2 คำนวณค่าประสิทธิภาพการนับวัดของเครื่องวัดรังสีตามชนิดของตัวอย่างต่างๆตามสมการข้างล่าง

$$\text{Eff} = \frac{\text{CPS}}{\text{DPS}}$$

3.3 บันทึกผลการนับวัด ความแรงรังสีของไอโอดีน-131 และค่าประสิทธิภาพการนับวัดลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด



4. ตรวจวัดและคำนวณหาปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่าง

4.1 นำตัวอย่างที่ได้จากการตรวจวัดการเปราะเปื้อน และตัวอย่างอากาศ ไปทำการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดการเปราะเปื้อนทางรังสี

4.2 ทำการตรวจวัดแต่ละตัวอย่าง และปริมาณรังสีตามธรรมชาติเป็นเวลา 300 วินาที บันทึกค่าการนับวัด

4.3 คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่าง ดังสมการข้างล่าง

สำหรับตัวอย่างอากาศ ใช้สมการ

$$\text{ปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131(Bq/m}^3) = \frac{\text{cps.e}^{\lambda t}}{\text{Eff.V}}$$

สำหรับตัวอย่างการเปราะเปื้อน ใช้สมการ

$$\text{ปริมาณไอโอดีน-131(Bq/cm}^2) = \frac{\text{cps.e}^{\lambda t}}{0.1 \text{ Eff.A}}$$

cps = ค่านับวัดสุทธิของตัวอย่างซึ่งเท่ากับ cpsของตัวอย่าง- cps ของ Background

Eff = ประสิทธิภาพการนับวัดของไอ โอดีน-131

V = ปริมาตรอากาศที่เก็บมีหน่วยเป็น m³

e^{λt} = ค่าแก้การสลายตัวของไอโอดีน-131 ณ เวลา t

t = ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงกึ่งกลางของการเก็บตัวอย่างถึงเวลาถึงกึ่งกลางของตรวจวัด

A = พื้นที่ในการเช็ดการเปราะเปื้อนมีหน่วยเป็น cm²

0.1 = ประสิทธิภาพของการเช็ดออกของสารรังสีที่เปราะเปื้อน

5. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate)

5.1 กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณค่า Intake estimate ตามแบบบันทึกผลการตรวจวัด

5.2 คำนวณค่า Intake estimate

สำหรับตัวอย่างอากาศ

$$\text{Intake estimate} = \text{CIT}$$

C = ปริมาณไอโอดีน-131ที่ฟุ้งกระจายในอากาศมีหน่วยเป็น Bq/m³

I = อัตราการหายใจมีค่าเท่ากับ 1.2 m³/hr

T = เวลาปฏิบัติงานมีหน่วยเป็นชั่วโมง



6. คำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย(CEDE) และค่าปริมาณรังสีที่ไทรอยต์ได้รับ(CDE)

กำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณ และคำนวณค่าCEDE และ CDE ในหน่วยของ mSv บันทึกค่าต่างๆลงในแบบบันทึกผลการตรวจวัด

สำหรับตัวอย่างการประเมิน การคำนวณค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในร่างกาย สามารถคำนวณได้ โดยการเปรียบเทียบกับค่าขีดจำกัดการประเมินของสารรังสีแต่ละชนิด โดยค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่มีค่าการประเมินเทียบเท่ากับขีดจำกัดการประเมิน จะเท่ากับการได้รับรังสีจากภายในร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการได้รับรังสี

7. ประเมินความปลอดภัย

สำหรับ I-131 type F Vapour IAEA BSS no. RS-G-1.2 กำหนดให้

$$ALI = 1 \times 10^6 \text{ Bq}$$

$$DAC = 416.67 \text{ Bq/m}^3$$

$$IL = 2.5 \times 10^5 \text{ Bq}$$

$$RL = 5.0 \times 10^4 \text{ Bq}$$



แบบบันทึกผล
การตรวจวัดการเปราะเปื้อนในสถานปฏิบัติการ
ตรวจวัดการฟุ้งกระจายในอากาศและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

1. การตรวจสอบการเปราะเปื้อนของห้องปฏิบัติการและตรวจวัดระดับรังสี

แผนที่กำหนดจุดวัดระดับรังสี

ห้องปฏิบัติการเคมี กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

ระดับรังสีที่จุดต่างๆ

สามารถปฏิบัติงานได้

ระดับรังสี(mR/hr)

8 ชั่วโมงต่อวันหรือไม่

จุด
จุด
จุด
จุด
จุด
จุด
BG



3. การตรวจสอบการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ

กำหนดจุดในการติดตั้งเครื่องคู่อากาศ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดรังสี.....model.....

ปั๊มคู่อากาศmodel.....อัตราการคู่อากาศ.....LPM

	ติดตั้งประจำตัวบุคคล	ตัวอย่างที่	ตัวอย่างที่ ...	BG
ค่านับวัดทั้งหมด
เวลาในการนับวัด (วินาที)
ค่านับวัดต่อวินาที(cps)
ค่านับวัดสุทธิต่อ วินาที(cps)
จำนวนนาฬิกาที่เปิดปั๊ม
ปริมาตรอากาศ(m ³)
วัน/เวลาที่เก็บตัวอย่าง
ระยะเวลาระหว่างเก็บถึง ตรวจวัด(วัน)
Eff
Activity (Bg/m ³)

หมายเหตุ 1 m³ = 1,000 ลิตร



4. การหาประสิทธิภาพการตรวจวัดไอโอดีน-131จากการตรวจวัดการเปราะเปื้อนบนพื้นผิว และการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131ในอากาศ

	สารรังสีมาตรฐาน I-131 สำหรับการวัดการเปราะเปื้อน	สารรังสีมาตรฐาน I-131 สำหรับการวัดการฟุ้งกระจายในอากาศ
4.1 ความแรงรังสี(kBq) ณ วันที่.....
4.2 ความแรงรังสีปัจจุบัน(Bq) ณ วันที่.....
4.3 คำนับวัดทั้งหมด
4.4.คำนับวัดต่อวินาที
4.5 Eff

5. คำนวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) และปริมาณรังสีที่ได้รับ

จุดที่ตรวจวัด	Intake(Bq)	CEDE(mSv)	ผลการประเมิน ความปลอดภัย
ตัวอย่างที่ 1			
ตัวอย่างที่ 2			